



Spuit- en naaldhygiëne

Injectienaalden en -spuiten kunnen overdracht van ziektekiemen veroorzaken, niet alleen tussen de dieren maar ook tussen tomen. Door de naalden en spuiten hygiënisch en correct te gebruiken, beperk je het risico op overdracht.

Correct gebruik van injectienaalden

Naalden kunnen ziektekiemen rechtstreeks overdragen van het ene geïnjecteerde varken naar het volgende. Een correct gebruik helpt om dit risico te beperken.



- ✓ **Gebruik bij voorkeur wegwerpnaalden.**
- ✓ **Bewaar de naalden op een propere plaats.**
- ✓ **Gebruik voor kraamstalbiggen naalden van 0,9 cm, voor de zeugen 3,8 tot 5 cm.**
- ✓ **Injecteer op een propere huid zonder letsels.**
- ✓ **Om te injecteren plaats je de naald achter het oor en loodrecht op de huid.**
- ✓ **Gebruik enkel scherpe naalden, wacht niet tot de naald bot is om ze te vervangen.**
- ✓ **Wissel minstens per toom van naald.**
- ✓ **Injecteer zieke dieren als laatste.**

Hygiënisch omgaan met spuiten

Gecontamineerde spuiten kunnen niet alleen zorgen voor infectie bij de dieren maar kunnen ook de werking van het te injecteren product (bijvoorbeeld vaccins) negatief beïnvloeden.



- ✓ **Reinig de spuiten grondig met heet water na elk gebruik.**
- ✓ **Bewaar de spuiten na reiniging in een afgesloten doos in de koelkast om contaminatie te vermijden.**
- ✓ **Gebruik geen reinigings- of ontsmettingsmiddelen om de spuiten proper te maken. Eventuele resten die erin achterblijven kunnen namelijk de werking van vaccins negatief beïnvloeden.**

OPTIMAAL INJECTEREN

**MEER BOERENVREUGDE
IN DE KRAAMSTAL**



www.vlaanderen.be/pdpo
www.ec.europa.eu/agriculture

met de steun van
west-vlaanderen
de gedreven provincie

